

Ces procédures sont destinées aux Conseillers Informatique Services des CPAM (CIS) afin de faciliter l'accompagnement des professionnels de santé ayant besoin d'identifier la version de leur lecteur homologué SESAM-Vitale.

## Solutions homologuées « Terminal Lecteur – TL »

### SET-2 (iHC610)



#### A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « + »
2. Sélectionner « Informations » à l'aide des touches Haut et Bas,
3. Appuyer sur la touche « Verte »
4. A l'aide des touches Haut et Bas, aller jusqu'à « Application »

### PRIUM-4



#### A partir de l'écran « Insérer carte Vitale »

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Sélectionner « Paramètres du terminal » à l'aide des touches Haut et Bas
3. Appuyer sur la touche « Verte »
4. A l'aide des touches Haut et Bas, aller jusqu'à « Etat du terminal »
5. Appuyer sur la touche « Verte »
6. Faire défiler avec les touches Haut et Bas jusqu'à EI96S

### Helio (iWL280)



#### A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Appuyer sur « Informations »
3. Faire défiler jusqu'à EI96S

## iWL250 Ingenico



### A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Sélectionner « Telium Manager » à l'aide des touches Haut et Bas,
3. Appuyer sur la touche « Verte »
4. Sélectionner « Consultation » à l'aide des touches Haut et Bas,
5. Appuyer sur la touche « Verte »,
6. Sélectionner « Etat ».

## iCT250 Ingenico



### A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Sélectionner « Telium Manager » à l'aide des touches Haut et Bas,
3. Appuyer sur la touche « Verte »
4. Sélectionner « Consultation » à l'aide des touches Haut et Bas,
5. Appuyer sur la touche « Verte »,
6. Sélectionner « Etat ».

## VEHIS (iWL350)



### A partir de la page d'accueil

1. Appuyer sur « Réglages »
2. Appuyer sur « Paramètres du terminal »
3. Appuyer sur « Version ». (EI96S)

## Move/5000 ingenico



### A partir de l'écran tactile principal

1. Appuyer sur la touche grise.
2. Sélectionnez « Control Panel »
3. Sélectionnez « Software Management »
4. Sélectionnez « View Configuration »
5. Sélectionnez « Customer Packages »
6. Sélectionnez « Specific Software »
7. Sélectionnez « Application »

# Solutions homologuées « Terminal Lecteur Applicatif – TLA »

## BALADEUR 2



### A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Sélectionner « Information » à l'aide des touches Haut et Bas,
3. Appuyer sur la touche « Verte »
4. Sélectionner « Versions » à l'aide des touches Haut et Bas,
5. Appuyer sur la touche « Verte »
6. A l'aide des touches Haut et Bas, aller jusqu'à « Application »

## VITAL'ACT-3S



### A partir de la page d'accueil « Insérer une carte Vitale »

1. Appuyer sur la touche centrale « ... »
2. Sélectionner « i » à l'aide des touches haut et bas
3. Valider avec la touche Droite
4. A l'aide des touches Haut et Bas aller jusqu'à « Version »

## La solution Olaqin VEHIS



### A partir de la page d'accueil

1. Appuyer sur « Réglages »
2. Appuyer sur « Paramètres du terminal »
3. Appuyer sur « Version ». (EI96S)

Retrouvez toute l'actualité, les plaquettes et les ressources documentaires disponibles : fiches produits, drivers, etc... sur le site [OLAQIN](https://www.olaqin.fr)

les équipes OLAQIN restent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner à [contact@olaqin.fr](mailto:contact@olaqin.fr)